

**Registrador de datos de temperatura y humedad LOG 210**

Dostmann electronic

Registrador de datos de temperatura y humedad LOG 210

- Registrador de datos en PDF con pantalla
- Tamaño de la memoria: 100.000 mediciones
- Utilizable sin software (configuración predeterminada) (intervalo de 5 minutos, sin configuración de alarma)
- Creación automática de PDF
- Sensor de movimiento para la grabación de choque, por ejemplo: cierre de puertas o ventanas
- Intervalo de grabación ajustable libre: de 10 segundos a 24 horas
- Memoria Max-Min-Display (reseteable)
- Funciones de marcación de tiempo para medir los resultados
- Duración de la batería aprox. 4 años (intervalo de grabación >15 minutos)
- LEDs de estado y de alarma
- Incluye un soporte de pared

El software gratuito LogConnect, para configurar (alarmas, intervalo, cambio de configuración de la pantalla) o LogGraph2 para una cómoda visualización gráfica y tabular de los valores medidos, incluyendo arrastre y zoom. El software está disponible para su descarga.

Especificaciones**Temperatura****Rango de medición: - 40 a +70 °C****Precisión: 0,1 °C****Exactitud: ±0,5 °C (0 a +60 °C), o ±1,0 °C****Humedad****Rango de medición: 0 a 100 % HR****Resolución: 0,1 % HR****Exactitud: ±3 % HR (40 a 60 %), ±3,5 % HR (20 a 40 % y 60 a 80 %), o ±5 % HR****Interfaz:****Carcasa: USB (integr.)****Plástico (ABS)****Batería: 1 x 3,6 V litio¹/₂ AA****Dimensiones: 91,5 x 42 x 20 mm****Peso: aprox. 70 g**

Code	Description	Packaging
LLG06284758	Data logger LOG210 humidity and tempe/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

