



Termómetro Pocket-Digitemp

Termómetro Pocket-Digitemp

Instrumento impermeable en carcasa de plástico (grado alimentario).
Instrumento económico y duradero para la medición de la temperatura en aire,
gas, líquidos y sustancias dúctiles (según EN 13485).

Rango de aplicaciones: Alimentación (HACCP), industria, agricultura

-Frecuencia de medición de 1 segundo

-Funciones Max-Min-Hold

-Conmutable en °C/°F

Sensor: NTC

Rango de medición: -40°C a 200°C

Resolución: 0,1°C

Precisión: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ (de 0°C a 100°C) sino 1,5°C

Dimensiones: 150 x 20 x 16 mm (modelo corto)

202 x 20 x 16 mm (modelo largo)

Dimensiones de la sonda: 75 x 3,5 mm (modelo corto)

126 x 3,5 mm (modelo largo)

Peso: 40 g

Grado de protección: IP65



Code	Description	Packaging
LLG09851028	Pocket Digitemp-40...+200°C, short prob	1 pz.
LLG09851029	Pocket Digitemp-40...+200°C long probe	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

