

**Medidores de pH Eutech series PH700 / PH2700****Eutech Instruments****Medidores de pH Eutech™ series PH700 / PH2700**

Económico, fácil de usar y preciso, el PH700 es la opción ideal para aplicaciones de rutina en laboratorios, plantas de producción y escuelas. El modelo avanzado PH2700 ofrece una pantalla de fácil lectura. Se puede leer el pH o ORP, la temperatura, el estado del electrodo, los puntos de calibración, la fecha y la hora, y todo al mismo tiempo.

- Pantalla grande fácil de leer
- Indicador del estado
- Calibración en 5 puntos con reconocimiento del tampón
- La memoria almacena hasta 100 puntos de datos
- Portaelectrodos integral

**Características adicionales de PH2700**

- Calibración de hasta 6 puntos con reconocimiento automático de tampón
- Diagnóstico de electrodos rápido y fácil con múltiples pendientes de pH y pantalla de compensación
- La memoria extendida contiene hasta 500 puntos de datos, con fecha y hora impresa para el cumplimiento de las normas GLP
- Alarma para la recalibración
- Función Auto-Log para un conveniente monitoreo continuo
- Protección con contraseña para la configuración y la calibración



**Material de suministro:** Medidor con portaelectrodos integral (excepto PH70040), electrodos como se indica

**Especificaciones pH700 // pH2700**

**Rango de pH:** 0,00 ... 14,00 // -2,000 ... 20,000

**Resolución:** 0,01 // 0,001

**Precisión:** ±0,002

**Puntos de calibración de pH:** Hasta 5 puntos // Hasta 6 programados o 5 personalizados

**Rango mV:** ±1999 mV // ±2000 mV

**Precisión:** ±0,2 mV (±199,9 mV) // ±2 mV (por encima)

**Rango de temperatura:** 0,0 ... 100,0 °C

**Resolución:** 0,1 °C



**Precisión:  $\pm 0,5$  °C**

**Dimensiones (An x L x Alt):**

**Peso: 155 x 175 x 69 mm**

**650 g**

**Fuente de alimentación: adaptador 100 ... 240 V**

**Grado de protección: IP 54**

**Garantía: 3 años en el medidor**

Code	Description	Packaging
LLG06284904	pH-meter pH 2700 w. integral electrode	1 pz.
LLG06284905	pH-meter pH 2700 w. pH electrode, ATC p	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

