



Medidores de pH Eutech series PH700 / PH2700

Eutech Instruments

Medidores de pH Eutech™ series PH700 / PH2700

Económico, fácil de usar y preciso, el PH700 es la opción ideal para aplicaciones de rutina en laboratorios, plantas de producción y escuelas. El modelo avanzado PH2700 ofrece una pantalla de fácil lectura. Se puede leer el pH o ORP, la temperatura, el estado del electrodo, los puntos de calibración, la fecha y la hora, y todo al mismo tiempo.

- Pantalla grande fácil de leer
- Indicador del estado
- Calibración en 5 puntos con reconocimiento del tampón
- La memoria almacena hasta 100 puntos de datos
- Portaelectrodos integral

Características adicionales de PH2700

- Calibración de hasta 6 puntos con reconocimiento automático de tampón
- Diagnóstico de electrodos rápido y fácil con múltiples pendientes de pH y pantalla de compensación
- La memoria extendida contiene hasta 500 puntos de datos, con fecha y hora impresa para el cumplimiento de las normas GLP
- Alarma para la recalibración
- Función Auto-Log para un conveniente monitoreo continuo
- Protección con contraseña para la configuración y la calibración



Material de suministro: Medidor con portaelectrodos integral (excepto PH70040), electrodos como se indica

Especificaciones pH700 // pH2700

Rango de pH: 0,00 ... 14,00 // -2,000 ... 20,000

Resolución: 0,01 // 0,001

Precisión: $\pm 0,002$

Puntos de calibración de pH: Hasta 5 puntos // Hasta 6 programados o 5 personalizados

Rango mV: ± 1999 mV // ± 2000 mV

Precisión: $\pm 0,2$ mV ($\pm 199,9$ mV) // ± 2 mV (por encima)

Rango de temperatura: 0,0 ... 100,0 °C

Resolución: 0,1 °C

Precisión: $\pm 0,5$ °C

Dimensiones (An x L x Alt):

Peso: 155 x 175 x 69 mm

650 g

Fuente de alimentación: adaptador 100 ... 240 V

Grado de protección: IP 54

Garantía: 3 años en el medidor



Code	Description	Packaging
LLG06284904	pH-meter pH 2700 w. integral electrode	1 pz.
LLG06284905	pH-meter pH 2700 w. pH electrode, ATC p	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

