

**Medidor de pH Expert****Eutech Instruments****Medidor de pH Expert**

Mida simultáneamente el pH y la temperatura con un medidor de bolsillo diseñado para proporcionar mediciones precisas en movimiento para una variedad de aplicaciones.

- Gran pantalla de 4 dígitos de doble línea
- Visualización de la vida de la batería, estado y recalibración
- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Reconocimiento y calibración automática del tampón
- Apagado automático

**Especificaciones****Rango de pH:****Resolución:****Precisión: 0 ... 14****0,1****±0,1****Puntos de calibración del pH: 1 ... 3 puntos****Rango de temperatura: 0 ... 50 °C****Resolución: 0,1 °C****Precisión: ±0,5 °C + 1 dígito****Temperatura de trabajo: 5 ... 45 °C****Dimensiones (An x L x Alt): 43 x 170 x 30 mm****Peso: 90 g****Fuente de alimentación: Incl. 4 pilas (A76 o LR44 equivalente)****Grado de protección: IP 67****Garantía: 1 año**

Code	Description	Packaging
LLG06284896	Expert pH pocket tester 0.0...14.0pH, I	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

