

**Medidor pH / mV / °C Eutech™ Series pH6+ / pH5+**

Los pH6+ y pH5+ le ofrecen la mejor relación calidad-precio para sus necesidades básicas de medición de pH. Ambos medidores miden el pH y la temperatura, el pH6+ mide adicionalmente mV / ORP. Robustos y fáciles de usar, estos medidores vienen con una cubierta de goma para protegerlos de los elementos de campo agresivos.

- Calibración de 3 puntos con reconocimiento automático de tampón
- Compensación automática de temperatura (ATC)

**Material de suministro:** Medidor con cubierta de goma y estuche de plástico (excepto pH601+ y pH501+)

**Especificaciones**

**Rango de pH:** 0,00 ... 14,00 pH

**Resolución:** 0,01 pH

**Precisión:** ±0,01 pH

**Puntos de calibración de pH:** 1 ... 3 puntos

**Rango mV (solo pH6+):** ±1000 mV

**Precisión:** ±0,2 mV

**Rango de temperatura:** 0,0 ... 100,0 °C

**Resolución:** 0,1 °C

**Precisión:** ±0,5 °C

**Dimensiones (An x L x Alt):**

**Peso:** 85 x 157 x 42 mm

**255 g**

**Fuente de alimentación:** 4 x 1.5 V AAA pilas alcalinas, >200 h

**Grado de protección:** IP 54

**Garantía:** 3 años en el medidor



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06240492 | pH-meter EcoScan pH 502 Plus K portable  | 1 pz.     |
| LLG06240654 | pH-Meßgerät Economy Handheld pH 602 Plu  | 1 pz.     |
| LLG06240739 | pH-meter Economy Handheld pH 601 Plus pH | 1 pz.     |
| LLG06243880 | pH-meter EcoScan pH 603 Plus K portable  | 1 pz.     |
| LLG06244042 | pH-meter EcoScan pH 503 Plus K portable  | 1 pz.     |
| LLG06262080 | pH-meter EcoScan pH 501 Plus with ATC t  | 1 pz.     |
| LLG06284898 | pH-meter Economy Handheld pH 601 Plus K  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

