

**Medidor pH / mV / °C Eutech Series pH6+ / pH5+****Eutech Instruments****Medidor pH / mV / °C Eutech™ Series pH6+ / pH5+**

Los pH6+ y pH5+ le ofrecen la mejor relación calidad-precio para sus necesidades básicas de medición de pH. Ambos medidores miden el pH y la temperatura, el pH6+ mide adicionalmente mV / ORP. Robustos y fáciles de usar, estos medidores vienen con una cubierta de goma para protegerlos de los elementos de campo agresivos.

- Calibración de 3 puntos con reconocimiento automático de tampón
- Compensación automática de temperatura (ATC)

Material de suministro: Medidor con cubierta de goma y estuche de plástico (excepto pH601+ y pH501+)

Especificaciones

Rango de pH: 0,00 ... 14,00 pH

Resolución: 0,01 pH

Precisión: ±0,01 pH

Puntos de calibración de pH: 1 ... 3 puntos

Rango mV (solo pH6+): ±1000 mV

Precisión: ±0,2 mV

Rango de temperatura: 0,0 ... 100,0 °C

Resolución: 0,1 °C

Precisión: ±0,5 °C

Dimensiones (An x L x Alt):

Peso: 85 x 157 x 42 mm

255 g

Fuente de alimentación: 4 x 1.5 V AAA pilas alcalinas, >200 h

Grado de protección: IP 54

Garantía: 3 años en el medidor



Code	Description	Packaging
LLG06240492	pH-meter EcoScan pH 502 Plus K portable	1 pz.
LLG06240654	pH-Meßgerät Economy Handheld pH 602 Plu	1 pz.
LLG06240739	pH-meter Economy Handheld pH 601 Plus pH	1 pz.
LLG06243880	pH-meter EcoScan pH 603 Plus K portable	1 pz.
LLG06244042	pH-meter EcoScan pH 503 Plus K portable	1 pz.
LLG06262080	pH-meter EcoScan pH 501 Plus with ATC t	1 pz.
LLG06284898	pH-meter Economy Handheld pH 601 Plus K	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

