

**Medidor de conductividad Expert CTS****Eutech Instruments****Medidor de conductividad Expert CTS**

Para la medición precisa de la conductividad, TDS y salinidad en un solo instrumento, lo que lo convierte en una solución ideal para muchas aplicaciones.

- Gran pantalla de 4 dígitos de doble línea
- Visualización de la vida de la batería, estado y recalibración
- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Reconocimiento y calibración de la tampón de conductividad automática
- Factor de TDS seleccionable: 0,40 a 1,00
- Auto apagado

**Especificaciones**

**Rango de conductividad: 0 & 20,00 mS/cm**

**Resolución: 10  $\mu$ S/cm por debajo 2,00 mS/cm,**

**0,10 mS/cm por encima 2,00 mS/cm**

**Precisión:  $\pm 2$  % escala completa  $\pm 1$  LSD**

**Rango TDS: 0 & 20000 ppm**

**Resolución: 10 ppm por debajo 2000 ppm; 100 ppm por encima 2000 ppm**

**Precisión:  $\pm 2$ % escala completa  $\pm 1$  LSD**

**Rango de salinidad:**

**Resolución:**

**Precisión: 0 & 10000 ppm**

**100 ppm**

**$\pm 2$  % escala completa  $\pm 1$  LSD**

**Puntos de calibración: 1 por parámetro**

**Rango de temperatura:**

**Resolución:**

**Precisión: 0 & 50 °C**

**0,1 °C**

**$\pm 0.5$  °C + 1 dígito**

**Temperatura de trabajo: 5 & 45 °C**

**Dimensiones (An x L x Alt):**

**Peso: 45 x 170 x 30 mm**

**90 g**

**Fuente de alimentación: Incl. 4 baterías (A76 o LR44 equivalente)**



**Grado de protección: IP 67**  
**Garantía: 1 año**

Code	Description	Packaging
LLG06284906	Expert CTS pocket tester 0.0...20.00mS,	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

