

**Medidor de conductividad Expert CTS****Eutech Instruments****Medidor de conductividad Expert CTS**

Para la medición precisa de la conductividad, TDS y salinidad en un solo instrumento, lo que lo convierte en una solución ideal para muchas aplicaciones.

- Gran pantalla de 4 dígitos de doble línea
- Visualización de la vida de la batería, estado y recalibración
- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Reconocimiento y calibración de la tampón de conductividad automática
- Factor de TDS seleccionable: 0,40 a 1,00
- Auto apagado

Especificaciones

Rango de conductividad: 0 & 20,00 mS/cm

Resolución: 10 μ S/cm por debajo 2,00 mS/cm,

0,10 mS/cm por encima 2,00 mS/cm

Precisión: ± 2 % escala completa ± 1 LSD

Rango TDS: 0 & 20000 ppm

Resolución: 10 ppm por debajo 2000 ppm; 100 ppm por encima 2000 ppm

Precisión: ± 2 % escala completa ± 1 LSD

Rango de salinidad:

Resolución:

Precisión: 0 & 10000 ppm

100 ppm

± 2 % escala completa ± 1 LSD

Puntos de calibración: 1 por parámetro

Rango de temperatura:

Resolución:

Precisión: 0 & 50 °C

0,1 °C

± 0.5 °C + 1 dígito

Temperatura de trabajo: 5 & 45 °C

Dimensiones (An x L x Alt):

Peso: 45 x 170 x 30 mm

90 g

Fuente de alimentación: Incl. 4 baterías (A76 o LR44 equivalente)

Grado de protección: IP 67

Garantía: 1 año



Code	Description	Packaging
LLG06284906	Expert CTS pocket tester 0.0...20.00mS,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

