

**Medidor de conductividad Eutech CON6+****Eutech Instruments****Medidor de conductividad Eutech™ CON6+**

Robusto y económico, fácil de usar y de alto rendimiento. El práctico medidor es IP54 a prueba de salpicaduras y viene con un electrodo de conductividad con función de compensación automática de temperatura.

- Calibración de 5 puntos con una precisión de $\pm 1\%$ de la escala completa
- Opción de calibración automática rápida y fácil o calibración manual personalizada y cercana a la muestra
- Autoajuste para las mediciones de conductividad/TDS para una respuesta rápida y la mejor resolución en un amplio rango de medición
- Pantalla fácil de leer
- Disponible en versión de kit con estuche de plástico
- Auto apagado

Material de suministro: Medidor con electrodo, CON603+K, adicionalmente con juego de transporte de conductividad (1 Solución Estándar x 1413 μS , 12,88 mS, 84 μS KCL y 1 x Agua desionizada (de enjuague), 60 ml cada una)

Especificaciones

Rango de conductividad: 0 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 200 mS/cm

Resolución: 0.05 % escala completa

Precisión: ± 1 % escala completa ± 1 LSD

Rango de temperatura:

Resolución:

Precisión: 0,0 ... 100,0 $^{\circ}\text{C}$

0,1 $^{\circ}\text{C}$

$\pm 0,5$ $^{\circ}\text{C}$

Fuente de alimentación: 4 x 1.5 V pilas alcalinas AAA, >500 h

Dimensiones (An x L x Alt):

Peso: 85 x 157 x 42 mm

255 g

Grado de protección: IP 54

Garantía: 3 años en el medidor



Code	Description	Packaging
LLG06263037	Portable conductivity meter COND 6+ wit	1 pz.
LLG06281845	Portable conductivity meter COND 6+ wit	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

