

**Medidor de conductividad Eutech™ CON6+**

Robusto y económico, fácil de usar y de alto rendimiento. El práctico medidor es IP54 a prueba de salpicaduras y viene con un electrodo de conductividad con función de compensación automática de temperatura.

- Calibración de 5 puntos con una precisión de  $\pm 1\%$  de la escala completa
- Opción de calibración automática rápida y fácil o calibración manual personalizada y cercana a la muestra
- Autoajuste para las mediciones de conductividad/TDS para una respuesta rápida y la mejor resolución en un amplio rango de medición
- Pantalla fácil de leer
- Disponible en versión de kit con estuche de plástico
- Auto apagado

**Material de suministro:** Medidor con electrodo, CON603+K, adicionalmente con juego de transporte de conductividad (1 Solución Estándar x 1413  $\mu\text{S}$ , 12,88 mS, 84  $\mu\text{S}$  KCL y 1 x Agua desionizada (de enjuague), 60 ml cada una)

**Especificaciones**

**Rango de conductividad:** 0  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ... 200 mS/cm

**Resolución:** 0.05 % escala completa

**Precisión:**  $\pm 1$  % escala completa  $\pm 1$  LSD

**Rango de temperatura:**

**Resolución:**

**Precisión:** 0,0 ... 100,0 °C

0,1 °C

$\pm 0,5$  °C

**Fuente de alimentación:** 4 x 1.5 V pilas alcalinas AAA, >500 h

**Dimensiones (An x L x Alt):**

**Peso:** 85 x 157 x 42 mm

255 g

**Grado de protección:** IP 54

**Garantía:** 3 años en el medidor



Code	Description	Packaging
LLG06263037	Portable conductivity meter COND 6+ wit	1 pz.
LLG06281845	Portable conductivity meter COND 6+ wit	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

