

**Microscopio binocular para Escuelas / Laboratorios B1-220E-SP****Motic****Microscopio binocular para Escuelas / Laboratorios B1-220E-SP**

Nuevo diseño de elevada calidad. La serie B1 abarca una amplia gama de trabajos rutinarios tanto para el uso en el laboratorio como en la universidad. La serie Elite, con mejoras tanto en la óptica como en la mecánica, permite que el usuario pueda trabajar de una forma eficiente durante muchos años.

- Tubo binocular de 45 ° / fototubo de 30 °, capacidad de rotación de 360 °
- Oculares Widefield WF10X / 18 mm
- Revólver giratorio con cuatro aumentos
- Objetivos SP 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
- Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión
- Platina mecánica sin bastidor coaxial incorporada de la posición baja
- Condensador Abbe de 1,25 N.A. con diafragma iris
- Iluminación LED 3 W con control de intensidad
- Fuente de alimentación 100-240 V
- Cubierta antipolvo y aceite de inmersión



Code	Description	Packaging
LLG06284968	Microscope B1-220E-SP Binocular Binocul	1 pz.
LLG06284969	Microscope B1-223E-SP TrinocularTrinocu	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

