



Iluminación LED, directa

Iluminación LED, directa

EasyLED Ringlight / EasyLED Ringlight Plus: Potente y robusto anillo de luz LED con regulación continua. Ringlight Plus versión con características básicas de segmento y rotación de segmento. Manejo sencillo e intuitivo gracias a la rueda de jog dial integrada. Incluye una fuente de alimentación de amplio rango de entrada con enchufe en todo el mundo (sistema de clip). Diámetro exterior / interior 114/66 mm. Si es necesario, pedir por separado el adaptador de lente necesario.

EasyLED Spotlight Plus (Simple/Doble): Sistema avanzado de cuello de cisne LED de alta potencia con controlador integrado y regulación continua. Con el Spotlight Plus Double, los dos puntos también se pueden activar individualmente. Incluye una fuente de alimentación de amplio rango de entrada con enchufe en todo el mundo (sistema de clip). **Pedir por separado el soporte de montaje o el adaptador de columna** (el mismo adaptador que para el LED KL 300).



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06238244 | Ringlight Plus System I.D.:66 mm, inc/1 | 1 pz. |
| LLG06258176 | Ringlight System I.D.:66 mm, incl.mai/1 | 1 pz. |
| LLG06266980 | EasyLED Spotlight Plus illumination s/1 | 1 pz. |
| LLG06266981 | EasyLED Double Spotlight Plus illumin/1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

