



## Iluminación LED, directa

### Iluminación LED, directa

**EasyLED Ringlight / EasyLED Ringlight Plus:** Potente y robusto anillo de luz LED con regulación continua. Ringlight Plus versión con características básicas de segmento y rotación de segmento. Manejo sencillo e intuitivo gracias a la rueda de jog dial integrada. Incluye una fuente de alimentación de amplio rango de entrada con enchufe en todo el mundo (sistema de clip). Diámetro exterior / interior 114/66 mm. Si es necesario, pedir por separado el adaptador de lente necesario.

**EasyLED Spotlight Plus (Simple/Doble):** Sistema avanzado de cuello de cisne LED de alta potencia con controlador integrado y regulación continua. Con el Spotlight Plus Double, los dos puntos también se pueden activar individualmente. Incluye una fuente de alimentación de amplio rango de entrada con enchufe en todo el mundo (sistema de clip). **Pedir por separado el soporte de montaje o el adaptador de columna** (el mismo adaptador que para el LED KL 300).



Code	Description	Packaging
LLG06238244	Ringlight Plus System I.D.:66 mm, inc/1	1 pz.
LLG06258176	Ringlight System I.D.:66 mm, incl.mai/1	1 pz.
LLG06266980	EasyLED Spotlight Plus illumination s/1	1 pz.
LLG06266981	EasyLED Double Spotlight Plus illumin/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

