

**Placas Deepwell de 96/48 pocillos, PP**

Ratiolab GmbH

**Placas Deepwell de 96/48 pocillos, PP**

- Las placas de pocillos deep-well de Ratiolab están disponibles en perfil estándar o Low Profile con distintos volúmenes desde 1,2 a 4,6 ml por pocillo.
- Disponibles con fondo en forma de U (Low Profile + estándar) o en forma de V
  - Formato SBS
  - Pocillos con mayor sección transversal para reducir la contaminación cruzada
  - Hechas de polipropileno clara, para mejora la visualización de las muestras
  - Los pocillos bajos de 1,2 ml son la mitad de altos que los convencionales
  - Reducción del 30% del espacio de almacenaje con las placas bajas
  - Autoclavables a 121 °C, 20 min
  - Resistentes a una temperatura de hasta -80 °C
  - 8 x 12 pocillos con código alfanumérico en formato "micro test plate"
  - Diseño preciso para su uso en sistemas de pipeteado automáticos para High Throughput Screening (HTS)
  - Etiquetas con código de barras en la parte lateral de las paredes
  - Apilables, contribuyen al ahorro de espacio



Code	Description	Packaging
LLG04653801	96-well deep well blocks 1.2 ml, PP /50	50 pz.
LLG06237242	96-Deep-Well blocks 2.2 ml, PP pack /50	50 pz.
LLG07632508	96 Deep well blocks 1,2mL, U-bottom,/50	50 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

