

**Placas Deepwell de 96/48 pocillos, PP****Ratiolab GmbH****Placas Deepwell de 96/48 pocillos, PP**

Las placas de pocillos deep-well de Ratiolab están disponibles en perfil estándar o Low Profile con distintos volúmenes desde 1,2 a 4,6 ml por pocillo.

- Disponibles con fondo en forma de U (Low Profile + estándar) o en forma de V
- Formato SBS
- Pocillos con mayor sección transversal para reducir la contaminación cruzada
- Hechas de polipropileno clara, para mejora la visualización de las muestras
- Los pocillos bajos de 1,2 ml son la mitad de altos que los convencionales
- Reducción del 30% del espacio de almacenaje con las placas bajas
- Autoclavables a 121 °C, 20 min
- Resistentes a una temperatura de hasta -80 °C
- 8 x 12 pocillos con código alfanumérico en formato "micro test plate"
- Diseño preciso para su uso en sistemas de pipeteado automáticos para High Throughput Screening (HTS)
- Etiquetas con código de barras en la parte lateral de las paredes
- Apilables, contribuyen al ahorro de espacio



Code	Description	Packaging
LLG04653801	96-well deep well blocks 1.2 ml, PP /50	50 pz.
LLG06237242	96-Deep-Well blocks 2.2 ml, PP pack /50	50 pz.
LLG07632508	96 Deep well blocks 1,2mL, U-bottom,/50	50 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

