

**Cuchillas para microtomos, acero inoxidable****Micros****Cuchillas para microtomos, acero inoxidable**

**MS200:** Cuchilla universal con recubrimiento de plasma para la rutina diaria, adecuada para todo tipo de tejidos. Especialmente adecuada para el seccionado de cintas, excelente nitidez, incluso con cortes muy finos. Polivalente con un filo de corte de hoja endurecida único, excelente durabilidad.

**MS300:** Cuchilla muy afilada con recubrimiento de plasma, especialmente recomendada para el corte de tejido óseo. También es perfecta para todos los demás tipos de tejidos, así como para el seccionamiento de cintas.

**MS33:** Cuchilla para aplicaciones en las que se requieren secciones extremadamente delgadas y de alta calidad. Adecuada también para biopsias de piel. Corto tiempo de corte y mayor durabilidad.

**MS24:** Para tejidos duros, pero también para tejidos blandos y biopsias. Excelente duración y nitidez, muy adecuada para el seccionado de cintas.

**HP (High Profile Plasma):** Excelentes referencias para el seccionamiento de criostatos y cintas. Cuchilla especial endurecida con recubrimiento de plasma, tiempo de corte corto, excelente durabilidad.



Code	Description	Packaging
LLG04670750	Microtome blades HP High profile Plasma,	50 pz
LLG06270924	Universal Microtome blades MS200 low/50	50 pz
LLG06270926	Microtome blades MS33 low profile, L/50	50 pz
LLG06270927	Microtome blades MS24 low profile, L/50	50 pz
LLG06310681	Microtome blades MS300 low profile, L 80	50 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

