



Gafas de seguridad panorámicas u-sonic 9308

Gafas de seguridad panorámicas u-sonic 9308

Diseñado con componentes blandos y flexibles que permite que las gafas uvex u-sonic se adapten perfectamente al rostro del usuario. De peso ligero y generando una presión de contacto baja hacen que sea especialmente cómodo de llevar.

- Particularmente adecuado para formas faciales estrechas
- Geometría compacta para una buena combinación con otros PSA
- Buen clima visual gracias al innovador sistema de ventilación
- Panel de policarbonato con alta resistencia mecánica
- 100% protección UV (hasta 400 nm)
- EN 166, EN 170
- Peso: 69 g



Code	Description	Packaging
LLG06282830	Safety goggles u-sonic 9308 gray/lime/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

