



Garrafas, HDPE

Garrafas, HDPE

Garrafas de almacenamiento de cuello estrecho, color natural con o sin escala. Recipiente de almacenamiento con drenaje fabricada a base de polietileno seguro para los alimentos. Con protección UV para una larga vida. Resistentes a ácidos y productos químicos. Color especial y posible impresión. Con asa metálica. Con tapón roscado y rosca de 22 mm de ancho. Con tapón de rosca blanco de 65 mm de diámetro. Con 2 juntas tóricas/sellos. Otros tamaños disponibles bajo pedido.

Pedir los tapones y adaptadores para tapones con R 1/2" por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06253481	Drain cock, thread 22mmnatural, blue ro	1 pz.
LLG09002606	Aspirator bottle, PE, 5 L, naturalwith	1 pz.
LLG09002607	Aspirator bottle, PE, 10 L, naturalwith	1 pz.
LLG09002608	Aspirator bottle PE, 25 L, naturalwith	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

