



## Garrafas, HDPE

### Garrafas, HDPE

Garrafas de almacenamiento de cuello estrecho, color natural con o sin escala. Recipiente de almacenamiento con drenaje fabricada a base de polietileno seguro para los alimentos. Con protección UV para una larga vida. Resistentes a ácidos y productos químicos. Color especial y posible impresión. Con asa metálica. Con tapón roscado y rosca de 22 mm de ancho. Con tapón de rosca blanco de 65 mm de diámetro. Con 2 juntas tóricas/sellos. Otros tamaños disponibles bajo pedido.

Pedir los tapones y adaptadores para tapones con R 1/2" por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06253481	Drain cock, thread 22mmnatural, blue ro	1 pz.
LLG09002606	Aspirator bottle, PE, 5 L, naturalwith	1 pz.
LLG09002607	Aspirator bottle, PE, 10 L, naturalwith	1 pz.
LLG09002608	Aspirator bottle PE, 25 L, naturalwith	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

