

**Medidor de fuerza digital FK****Kern & Sohn****Medidor de fuerza digital FK**

Robusto medidor de fuerza de empuje y tracción para una medición simple.

- Pantalla giratoria: identificación automática de la dirección
- Operatividad segura gracias a su diseño ergonómico
- Función de retención de picos para capturar picos (el valor se "congela" durante unos 10 segundos) o modo de función de seguimiento para una indicación de medición continua
- Unidades de medida seleccionables: N, lb, kg, oz
- Auto-apagado
- Se puede montar en todos los bancos de prueba de SAUTER

**Especificaciones**

**Precisión: 0.5 % del máx.**

**Frecuencia de medición interna: 1000 Hz**

**Protección de sobrecarga: 200 % del máx.**

**Rosca: M8**

**Dimensiones (An x L x Alt): 195 x 82 x 35 mm**

**Peso neto: aprox. 0,72 kg**

**Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG06255717	Digital power meter FK 500. max. 500 /1	1 pz.
LLG06270023	Digital Power measuring unit FK 250. /1	1 pz.
LLG06270956	Digital Power measuring unit FK 25. m/1	1 pz.
LLG06270957	Digital Power measuring unit FK 50. m/1	1 pz.
LLG06270958	Digital Power measuring unit FK 100. /1	1 pz.
LLG06270959	Digital Power measuring unit FK 1K. m/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

