

**Medidor de fuerza digital FK****Kern & Sohn****Medidor de fuerza digital FK**

Robusto medidor de fuerza de empuje y tracción para una medición simple.

- Pantalla giratoria: identificación automática de la dirección
- Operatividad segura gracias a su diseño ergonómico
- Función de retención de picos para capturar picos (el valor se "congela" durante unos 10 segundos) o modo de función de seguimiento para una indicación de medición continua
- Unidades de medida seleccionables: N, lb, kg, oz
- Auto-apagado
- Se puede montar en todos los bancos de prueba de SAUTER

Especificaciones

Precisión: 0.5 % del máx.

Frecuencia de medición interna: 1000 Hz

Protección de sobrecarga: 200 % del máx.

Rosca: M8

Dimensiones (An x L x Alt): 195 x 82 x 35 mm

Peso neto: aprox. 0,72 kg

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06255717	Digital power meter FK 500. max. 500 /1	1 pz.
LLG06270023	Digital Power measuring unit FK 250. /1	1 pz.
LLG06270956	Digital Power measuring unit FK 25. m/1	1 pz.
LLG06270957	Digital Power measuring unit FK 50. m/1	1 pz.
LLG06270958	Digital Power measuring unit FK 100. /1	1 pz.
LLG06270959	Digital Power measuring unit FK 1K. m/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

