

**Medidor de fuerza digitalFH-S****Kern & Sohn****Medidor de fuerza digitalFH-S**

Instrumento digital de medición de fuerza universal para ensayos de fuerzas de tracción y de compresión con salida RS-232.

Características:

- Pantalla reversible y retroiluminada
- Medidor de fuerza digital con sensor interno
- Interfaz de datos RS-232, incluido
- Suministro en sólidos maletines de transporte
- Unidades seleccionables: N, lb, kg
- Función Peak-Hold para el registro del valor máximo (el valor queda "congelado" durante un tiempo corto) o Función Track para mediciones en continuo (periodo de aprox. 10 seg.)
- Función valor límite, programación de máximos/mínimos, en direcciones de tracción y presión, con emisión de señal acústico y óptico. Ideal para ensayos eficientes y sin errores de piezas en serie
- Función de auto-apagado
- Memoria interna de hasta 10 registros
- Kit de Estadísticas Mini: calcula el promedio de un máximo de 10 valores, min./max., n
- Se puede montar sobre todos los puestos de prueba SAUTER

Especificaciones

Resolución: hasta 10.000 puntos (rango de medición total)

Frecuencia de medición interna: 0,5 % del Max

Frecuencia de medición interna: 2000 Hz

Protección de sobrecarga: 150 % del Max

Hilo: M6

Dimensiones (AnxLxAlt): 66 x 36 x 230 mm

Peso neto: aprox. 0,64 kg

Fuente de alimentación: Batería interna



Code	Description	Packaging
LLG06251322	FH-S Digital power meter FH 5. max. 5/1	1 pz.
LLG06270961	Digital Power measuring unit FH20. ma/1	1 pz.
LLG06270962	Digital Power measuring unit FH 50. m/1	1 pz.
LLG06270963	Digital Power measuring unit FH 100. /1	1 pz.
LLG06270964	Digital Power measuring unit FH 200. /1	1 pz.
LLG06270965	Digital Power measuring unit FH 500. /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

