

**Banco de pruebas manual TVL****Kern & Sohn****Banco de pruebas manual TVL**

Banco de pruebas manual para ensayos precisos de fuerza de tracción y de presión, con medición de longitud.

- Se puede manejar en vertical y en horizontal
- Resultado de medición exacto
- Alto nivel de seguridad en caso de mediciones repetitivas
- Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación a distintos montajes
- Adecuado para instrumentos de medición de fuerza de hasta 500 N (no incluido)
- Unidad digital de medición de longitud: se puede establecer el cero y seleccionar manualmente una "pre-longitud"

**Especificaciones****Medidor digital de longitud**

**Rango de medición: max. 200 mm**

**Lectura: 0,01 mm**

**Máximo recorrido de la placa base: 297 mm**

**Recorrido por rotación del pomo (una vuelta): 3,1 mm**

**Dimensiones (AnxLxAlt): 151 x 234 x 465 mm**

**Peso neto: aprox. 8,3 kg**



Code	Description	Packaging
LLG06270966	Test stand TVL. max. 500 N, for pull-/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

