




Muestreador de líquido, manejo con una sola mano, acero inoxidable V4A (1.4404)

### **Muestreador de líquido, manejo con una sola mano, acero inoxidable V4A (1.4404)**

Muestreador para líquidos finos a viscosos. Fácil de usar con una sola mano.  
Con embudo de descarga para asegurar el llenado de las botellas de muestras.



| Code        | Description                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------|-----------|
| LLG06072639 | Liquid-Sampler Nr. 5326-1/1 | 1 pz.     |
| LLG06092997 | Liquid sampler 100ml/1      | 1 pz.     |
| LLG06253634 | Liquid sampler NT 50 ml/1   | 1 pz.     |
| LLG07622377 | Liquid sampler NT 100 ml/1  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

