




Muestreador de líquido, manejo con una sola mano, acero inoxidable V4A (1.4404)

**Muestreador de líquido, manejo con una sola mano, acero inoxidable V4A (1.4404)**

Muestreador para líquidos finos a viscosos. Fácil de usar con una sola mano. Con embudo de descarga para asegurar el llenado de las botellas de muestras.



Code	Description	Packaging
LLG06072639	Liquid-Sampler Nr. 5326-1/1	1 pz.
LLG06092997	Liquid sampler 100ml/1	1 pz.
LLG06253634	Liquid sampler NT 50 ml/1	1 pz.
LLG07622377	Liquid sampler NT 100 ml/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

