

**Espátula, acero inoxidable****Bürkle GmbH****Espátula, acero inoxidable**

Espátula de acero inoxidable V4A (1.4404). El diseño altamente estable y sólido de la espátula le permite perforar sustancias sólidas o sacos. La espátula está hecha de acero inoxidable de primera calidad, brillante, pulido y completamente soldado, por lo tanto evita que el usuario se corte. Es ideal para tomar muestras de polvos, granulados y pastas, especialmente en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. Autoclavable o esterilizable mediante una llama.



Code	Description	Packaging
LLG06283287	Spatula, V4A, 300 mm stainless steel/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

