

**Tapón de rosca Premium, TpCh260****DURAN Group****Tapón de rosca Premium, TpCh260**

TpCh260 (similar al PFA), con sello de silicona recubierto de PTFE. Incoloro (para evitar el riesgo de lixiviación) y resistente a la temperatura de $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+260\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ideal para la esterilización en seco. Conformidad con la norma USP/FDA. DFM disponible bajo pedido. Autoclavable.

Con código Retrace (Identificación de lote). Certificado disponible a través de Internet.



Code	Description	Packaging
LLG06205218	Premium screw cap, TpCh260, 45 GL	1 pz
LLG09072159	Premium closure TpCH260, GL25temperatur	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

