

**Mini bombas de vacío de diafragma LABOPORT[®]****KNF****Mini bombas de vacío de diafragma LABOPORT[®]**

Para filtración, SPE, desgasificación, aspiración de fluidos.

-N 938.50 KT. 18 garantiza una evacuación excepcionalmente rápida gracias a la conexión en paralelo y en serie de ambos cabezales de bomba

-N 86 KT. 18 tiene una huella muy pequeña

-El diafragma recubierto de PTFE es ideal para gases y vapores agresivos/corrosivos

-Cabezal de bomba fabricado en PPS (Polifenilsulfuro), válvulas fabricadas en FFPM (caucho perfluoro)

Especificaciones**Conectores para los tubos:**

N 86 KT.18 / KN.18:

N 816.3 KT.18 / N 816.1.2 KT.18:

N 938.50 KT.18:

ID4 mm

ID6 mm

ID10 mm

Temperatura ambiente permitida del medio: 5 a 40 ° C

Caudal: Hasta 1,8 m³/h

Vacío máximo: Hasta 15 mbar abs.

Grado de protección: IP 20



Code	Description	Packaging
LLG06206850	Vaccum pump KNF N 816.1.2KT.18	1 pz.
LLG07620376	Diaphragm pump N 816.3 KT.18 16 ltr/m/1	1 pz.
LLG07940228	Pressure-vacuum pump N 938.50KT.18 30/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

