

**Molinos mezcladores MM 200****Retsch****Molinos mezcladores MM 200**

Los molinos mezcladores son verdaderos "todoterreno" de laboratorio. Han sido desarrollados especialmente para moler, homogeneizar y mezclar pequeñas cantidades de muestra en sólo unos segundos. También son perfectamente adecuados para la disrupción de células biológicas así como para la recuperación de ADN/ARN.

-Molienda por impacto y fricción, para hasta 20 muestras por ciclo

-Se pueden almacenar 9 Procedimientos Operativos Estándar

**Especificaciones**


**Tamaño de alimentación: 6 mm**

**Finura máxima: aprox. 10 µm**

**Carga: máx. 2 x 10 ml**

**Preselección digital de la frecuencia de vibración: 3 ... 25 Hz (180 ... 1500 rpm.)**

**Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz**





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

