

**Anillo de vertido para tapón de rosca Premium, TpCh260****DURAN Group****Anillo de vertido para tapón de rosca Premium, TpCh260**

Anillo de vertido incoloro TpCh260, altura 4mm. Resistente a temperaturas de -196°C a +260°C.



Code	Description	Packaging
LLG06803677	Premium-pouring ring GL 45height 4 mm,	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

