

**Termómetro de precisión, calibrado, forma cerrada****Ludwig Schneider****Termómetro de precisión, calibrado, forma cerrada**

Capilar: prismático incoloro, diám. $\varnothing 9 \pm 1$ mm, relleno rojo ecológico, con certificado de calibración DAkkS. 3 puntos de control.



Code	Description	Packaging
LLG04658575	Precision thermometer -10...+100°C in/1	1 pz.
LLG04658576	Precision thermometer -10...+100°C in/1	1 pz.
LLG04658577	Precision thermometer -5...+100°C in /1	1 pz.
LLG04658578	Precision thermometer -10...+50°C in /1	1 pz.
LLG04658579	Precision thermometer 0...+50°C in 0./1	1 pz.
LLG04658580	Precision thermometer -10...+150°C in/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

