

**Termómetro de precisión, calibrado, forma cerrada****Ludwig Schneider****Termómetro de precisión, calibrado, forma cerrada**

Capilar: prismático incoloro, diám.  $\varnothing 9 \pm 1$  mm, relleno rojo ecológico, con certificado de calibración DAkkS. 3 puntos de control.



Code	Description	Packaging
LLG04658575	Precision thermometer -10...+100°C in/1	1 pz.
LLG04658576	Precision thermometer -10...+100°C in/1	1 pz.
LLG04658577	Precision thermometer -5...+100°C in /1	1 pz.
LLG04658578	Precision thermometer -10...+50°C in /1	1 pz.
LLG04658579	Precision thermometer 0...+50°C in 0./1	1 pz.
LLG04658580	Precision thermometer -10...+150°C in/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

