



Escobilla articulada

Escobilla articulada

Para matraces de fondo redondo y Erlenmeyer. Indicado para matraces de 500 a 5000 ml, de NS 29. Mango largo y móvil. Longitud total aprox. 420 mm. Con cerdas cortas y duras.

Para una limpieza intensiva.



Code	Description	Packaging
LLG09019152	Spare brush headwith locking pin	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

