

**Tubos DNA LoBind****Eppendorf SE****Tubos DNA LoBind**

- Recuperación máxima de ADN/ARN, menos del 1% de pérdida para la concentración más baja en condiciones críticas (concentración salina elevada, cortos fragmentos de ADN 150 bp)
- Exentos de cualquier tipo de revestimiento superficial como silicona
- Libres de inhibidores de ADN, DNAsa, RNAsa y PCR (PCR clean)
- Fabricados en condiciones óptimas, tipo de polipropileno elegido
- Disponibles como recipiente con cierre seguro de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml
- Resistentes al centrifugado hasta 18000 x g
- Elevada transparencia



Code	Description	Packaging
LLG09409324	Tubes DNA LoBind 0.5 mlPCR clean, p/250	250 pz.
LLG09409326	Tubes DNA LoBind 1.5 mlPCR clean, p/250	250 pz.
LLG09409327	Tubes DNA LoBind 2.0 mlPCR clean, p/250	250 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

