



Patrones para los fotómetro de llama

Patrones para los fotómetro de llama

Adecuados para realizar calibraciones, controles IQ / OQ o la validación del método.

Compatibles con todos los instrumentos de fotometría de llama. Patrones disponibles para uno (en ppm) o varios elementos (en mmol/l). Trazables en NIST. Botellas de HDPE de 500 ml.



Code	Description	Packaging
LLG04012213	Flame Photometer Std Barium 1,000ppm-/1	1 pz.
LLG04012214	Flame Photometer Std Lithium 1,000ppm/1	1 pz.
LLG04012215	Flame Photometer Std Sodium 100/Potas/1	1 pz.
LLG04012216	Flame Photometer Std Sodium 120/Potas/1	1 pz.
LLG04012217	Flame Photometer Std Sodium 140/Potas/1	1 pz.
LLG04012218	Flame Photometer Std Sodium 160/Potas/1	1 pz.
LLG04012219	Flame Photometer Std Sodium 160/Potas/1	1 pz.
LLG04012220	Flame Photometer Std Lithium 1 mmol/L/1	1 pz.
LLG06210151	Flame Photometer Standard Potassium 1/1	1 pz.
LLG06210152	Flame Photometer Standard Sodium 1,00/1	1 pz.
LLG06210153	Flame Photometer Standard Calcium 1,0/1	1 pz.
LLG06210154	Flame Photometer Standard Barium 3,00/1	1 pz.
LLG06286180	Flame Photometer Rinse Solution 500ml/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



