



## Patrones para los fotómetro de llama

### Patrones para los fotómetro de llama

Adecuados para realizar calibraciones, controles IQ / OQ o la validación del método.

Compatibles con todos los instrumentos de fotometría de llama. Patrones disponibles para uno (en ppm) o varios elementos (en mmol/l). Trazables en NIST. Botellas de HDPE de 500 ml.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04012213 | Flame Photometer Std Barium 1,000ppm-/1 | 1 pz.     |
| LLG04012214 | Flame Photometer Std Lithium 1,000ppm/1 | 1 pz.     |
| LLG04012215 | Flame Photometer Std Sodium 100/Potas/1 | 1 pz.     |
| LLG04012216 | Flame Photometer Std Sodium 120/Potas/1 | 1 pz.     |
| LLG04012217 | Flame Photometer Std Sodium 140/Potas/1 | 1 pz.     |
| LLG04012218 | Flame Photometer Std Sodium 160/Potas/1 | 1 pz.     |
| LLG04012219 | Flame Photometer Std Sodium 160/Potas/1 | 1 pz.     |
| LLG04012220 | Flame Photometer Std Lithium 1 mmol/L/1 | 1 pz.     |
| LLG06210151 | Flame Photometer Standard Potassium 1/1 | 1 pz.     |
| LLG06210152 | Flame Photometer Standard Sodium 1,00/1 | 1 pz.     |
| LLG06210153 | Flame Photometer Standard Calcium 1,0/1 | 1 pz.     |
| LLG06210154 | Flame Photometer Standard Barium 3,00/1 | 1 pz.     |
| LLG06286180 | Flame Photometer Rinse Solution 500ml/1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



