



Vitrina de gases de sobremesa

Vitrina de gases de sobremesa

Diseñada para pequeñas instalaciones o instalaciones en las que se necesiten una serie de campanas de extracción. Ideal para su uso en escuelas y universidades.

- Carcasa de una sola pieza moldeada de polietileno resistente a productos químicos con las esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza
- Ventanas acrílicas transparentes deslizantes con clavijas de bloqueo para posiciones abiertas, cerradas o intermedias. El espacio inferior permite un flujo de aire continuo
- Apertura delantera (ancho x alto): 560 x 300 mm
- El conducto de escape escalonado se puede utilizar con un tubo de 12 o 15 cm de diámetro
- Dimensiones totales (L x P X H): 690 x 330 x 560 mm
- Peso del paquete: 17 kg



Code	Description	Packaging
LLG06284935	BEL-ART-Benchtop Fume Hood PE/Acrylic/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

