

**Controlador de potencia, VOLTRON-PLUS F****Messner****Controlador de potencia, VOLTRON-PLUS F**

Controlador de corriente alterna para el control variable y sin pérdidas de los dispositivos de energía resistiva e inductiva con las siguientes características adicionales:

- Interruptor basculante luminoso de encendido/apagado, conmutación dipolo, 10 A (4)
- Controlado por IC, sin histéresis
- Funcionamiento silencioso
- Grado de anti-interferencia N
- Fusible rápido
- Portafusibles protegidos
- Luz indicadora de encendido

Especificaciones

Voltaje:

220-235V, 50/60Hz

Capacidad de conmutación: máx. 2.000 VA

Conmutación de la corriente: máx. 10 A

Electrónica: Control por corte de fase

Rango de ajuste: 0 a 235V a.c.

Dimensiones: 150 x 80 x 55 mm

Peso: 0,7 kg



Code	Description	Packaging
LLG09725363	"Power controller""Voltron plus""	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

