

**Registrador de datos desechable TempMate-S1**

DOSTMANN electronic GmbH

Registrador de datos desechable TempMate-S1

El registrador de datos TempMate-S1 con conector USB incorporado, es la solución ideal para el control de la temperatura reduciendo los gastos de transporte. Se pueden registrar los datos en PDF usando el software TempMate-PDF con la configuración preprogramada o reprogramable con Tempbase según las especificaciones de cada cliente. Para descargar los datos grabados, simplemente se ha de conectar TempMate-S1 directamente al puerto USB. Se generará automáticamente un informe PDF y CSV, que abarcará el gráfico de temperatura, la lista detallada de datos obtenidos y la información estadística. No se requiere hardware (cable, interfaz) o software.

- Generación automática de informes de datos en formato PDF y CSV
- 110 días de tiempo de ejecución 16000 mediciones, intervalo de 10 minutos
- Reprogramable con software Tempbase de forma gratuita
- Hasta 5 puntos de alarma configurables
- Conector USB integrado
- Indicador de alarma LED
- Etiqueta del número de serie
- Certificado incluido
- Prueba de alimentos según HACCP

Especificaciones**Rango de temperatura: -30 ... 70 °C****Precisión: ±0,5 °C a -20 ... 40 °C / ±1,0 °C rango restante****Resolución: 0,1 °C****Memoria de datos: 16.000 mediciones****Tiempo de grabación: 110 días****Intervalo de medición: 10 min****Vida útil: 24 meses****Dimensiones (L x An x Alt): 80 x 47 x 7 mm****Peso: 14,6 kg****Grado de protección: IP 67 / NEMA 6****Certificados: Certificados de calibración, EN 12830 S, T, C, D, 1**

Code	Description	Packaging
LLG06285049	Disposable data logger TempMate-S1110 d	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

