

**Tubos LoBind para proteínas****Eppendorf SE****Tubos LoBind para proteínas**

- Pérdida mínima de proteínas (inferior al 3 %, 1 µg/ml BSA)
- Libres de todo tipo de revestimiento superficial como por ejemplo silicona
- Libres de ADN, inhibidores de DNAsa, RNAsa y PCR (PCR clean)
- Fabricados en condiciones óptimas del proceso, tipo especial de polipropileno
- Disponibles como tubos Safe-Lock de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml
- Velocidad de centrifugación hasta 18.000xg
- Elevada transparencia



Code	Description	Packaging
LLG09409328	Tubes Protein LoBind 0.5 mlPCR clea/100	100 pz.
LLG09409329	Tubes Protein LoBind 1.5 mlPCR clea/100	100 pz.
LLG09409330	Tubes Protein LoBind 2.0 mlPCR clea/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

