



## Cámara estándar de separación

### Cámara estándar de separación

Suelo de cámara plano con reborde de vidrio, para todas las placas TLC de hasta 200 mm x 200 mm.

Está disponible papel de filtro para la saturación del espacio de gas para optimizar los resultados de la separación.

Otras cámaras de separación disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG06311891	TLC chamber 200x200mm +glass cover pane	1 pezzo
LLG09020179	Filter paper for chamber saturation /25	25 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

