

**Tapones para los oídos, packs de recarga****uvex****Tapones para los oídos, packs de recarga**

La solución correcta para cada canal auditivo: Los tapones de protección auditiva Uvex están disponibles en las tallas S, M y L. Su forma ergonómica ofrece una gran comodidad de uso. La suave espuma de PU se adapta perfectamente al canal auditivo, proporcionando una protección óptima.

Paquetes de recarga para el dispensador uvex one2click o para el dispensador de caja de pared.



Code	Description	Packaging
LLG06233602	Ear plugs Typ x-fit model lime, SNR 37	200 pz
LLG06268846	Earplugs x-fit, refill-box model li/300	300 pz
LLG06285528	Ear protection plug xtra-fit Sz. L /200	200 pz
LLG06285529	Dispenser one2click refill boxes Li/300	300 pz
LLG06285530	Dispenser one2click refill boxes Li/400	400 pz
LLG06285531	Dispenser one2click refill boxes Or/250	250 pz
LLG09005028	Earplugs com4-fit model magenta, SN/200	200 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

