

**Calcinador rápido****Gestigkeit****Calcinador rápido**

Para la calcinación individual o en serie de sustancias sólidas o líquidas. Estante superior con 8 aberturas de 34 mm de diámetro, para crisoles de porcelana de hasta 50 mm de diámetro. Parte superior y carcasa de acero inoxidable.

Temporizador de 120 minutos con señal de campana al transcurrir el tiempo establecido, y posición de funcionamiento permanente. Al abrir la cámara de calcinación, el conmutador de seguridad desconecta el equipo y lo vuelve a conectar al cerrarla. Con cable de 1,5 m y conector Schuko.

Modelo SVR/E

Con regulador electrónico de temperatura, pudiéndose regular la potencia térmica entre 10 y 100% de modo continuo. Completamente listo para usar.

Modelo SVD 95

Con determinación y visualización digital de la temperatura. Completamente listo para usar.



Code	Description	Packaging
LLG09884140	Rapid incinerator,SVR/E, upto +950°Cele	1 pz.
LLG09884141	Rapid incinerator,SVd 95, upto +950°Cwi	1 pz.
LLG09884142	Heating element	1 pz.
LLG09884143	Heating element with integrated thermoc	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

