



## Grifos de purga, HDPE

### Grifos de purga, HDPE

Conexión por boquilla de 12 mm (1/2") y rosca ancha de 22 mm. Para garrafas y bidones de cuello ancho. Resistentes a ácidos y productos químicos. Resisten hasta 1,5 bar. Para 9.139 975 y 9.139 970. Aptos para alimentos.



Code	Description	Packaging
LLG06227536	"Adapter, nature,for stopcocks R 1/2""	1 pz.
LLG09002670	Angled stopcock, straight, thread 22mmn	1 pz.
LLG09002671	Stopcock curved, handle abovewith beak	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

