



Grifos de purga, HDPE

Grifos de purga, HDPE

Conexión por boquilla de 12 mm (1/2") y rosca ancha de 22 mm. Para garrafas y bidones de cuello ancho. Resistentes a ácidos y productos químicos. Resisten hasta 1,5 bar. Para 9.139 975 y 9.139 970. Aptos para alimentos.



Code	Description	Packaging
LLG06227536	"Adapter, nature,for stopcocks R 1/2""	1 pz.
LLG09002670	Angled stopcock, straight, thread 22mmn	1 pz.
LLG09002671	Stopcock curved, handle abovewith beak	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

