



## Dispensador de fluidos, ESD

### Dispensador de fluidos, ESD

Ideal para una amplia gama de aplicaciones en laboratorios químicos y médicos.

Hecho de HDPE anti-estático con tubo de teflón en el interior, para una gran resistencia química, antiestático.

Con tapa abatible. Sólo tiene que tocar el plato de dispensación con un cepillo, paño u otro aplicador y el disolvente llega a la superficie en el instante en que se necesita. Válvulas de acero inoxidable sellan los contenidos en la botella hasta que se usa, evitando derrames, goteo y vapores que puedan poner en peligro al usuario. El fluido bombeado al plato no vuelve a la botella, manteniendo los fluidos almacenados sin contaminación.



Code	Description	Packaging
LLG04666353	Fluid dispenser 120 ml, pink static diss	1 pz
LLG04666354	Fluid dispenser 120 ml, pink static diss	1 pz
LLG06272060	Fluid dispenser 180ml, static dissipa/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

