



## Microcapilares

### Microcapilares

Estos microcapilares desechables se rellenan por si solos de punta a punta. Tienen una precisión superior al 1 %. Con cada envase se suministra un soporte de capilares. Además de una guía, el soporte tiene una pequeña bolita con un orificio en el que encaja el capilar. Este dispositivo es de gran ayuda a la hora de sacar y meter los capilares en el soporte.



Code	Description	Packaging
LLG09020192	Microcapillaries, cap. 0,5 µl, pack o/100	100 pz.
LLG09020193	Microcapillaries, cap. 1,0 µl, pack o/100	100 pz.
LLG09020194	Microcapillaries, cap. 2,0 µl, pack o/100	100 pz.
LLG09020195	Microcapillaries, cap. 5,0 µl, pack o/100	100 pz.
LLG09020196	Microcapillaries, cap. 10,0 µl, pack /100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

