

**Hisopos adherentes, ESD****Ideal-tek****Hisopos adherentes, ESD**

Hisopos adherentes - esterilizadores ESD: Los bastoncillos adherentes sin polvo están especialmente diseñados para su uso en entornos libre de polvo (clase 10-100). Debido al tratamiento antiestático permite que el hisopo pueda disipar con total seguridad cualquier carga electrostática, por lo que se pueden utilizar en cualquier aplicación donde se requiera una fabricación y/o manipulación de productos sensibles a las cargas electroestáticas. Propiedades: seguros ESD, buena absorción, suaves y con buena tenacidad, excelente agilidad, no-volátiles, respetuoso del medio ambiente, sin olor

Material:

Punta: PVAC (acetato de polivinilo), acetato de etilo - acetato de isopentilo

Mango: PVC



Code	Description	Packaging
LLG06272061	Sticky swabs, 1mm dia. ESD safe, pac/25	25 pz.
LLG06272062	Sticky swabs, 2mm dia. ESD safe, pac/25	25 pz.
LLG06272063	Sticky swabs, 3mm dia. ESD safe, pac/25	25 pz.
LLG06272064	Sticky swabs kit each 1 pack dia. 1mm/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

