



Sondas de plástico

Sondas de plástico

Sondas muy resistentes al desgaste con las puntas blandas que evitan los arañazos en las superficies delicadas

- Sonda para operaciones de soldadura sin plomo
- Herramienta de ayuda de posicionamiento para operaciones de montaje
- Espátula para aplicar adhesivos o dosificar los productos químicos en el laboratorio
- Varilla agitadora para la preparación de adhesivos, soluciones
- Rasqueta para eliminar agentes de enmascaramiento de soldadura, látex de caucho, revestimientos adhesivos
- Aplicaciones de muestreo en el microscópico



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06272054 | Probe 150mm, Carbon PEEK, type MPT1R,/1 | 1 pz. |
| LLG06272055 | Probe 150mm, carbon PEEK, type MPT2, /1 | 1 pz. |
| LLG06272056 | Probe 140mm, Carbon PEEK, type MPT3, /1 | 1 pz. |
| LLG06272057 | Kit of 3 different probes Carbon PEEK/1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

